

Instructions rapides d'installation et d'entretien



Responsabilité des établissements médicaux

Des contrôles de maintenance préventive doivent être effectués régulièrement pour assurer la qualité et les performances de ce produit. Toutes les pièces susceptibles d'être cassées, manquantes, usées, déformées ou contaminées de quelque manière que ce soit ne doivent pas être utilisées et toutes les pièces concernées doivent être remplacées immédiatement. Si vous soupçonnez qu'il faut effectuer une réparation ; veuillez contacter votre distributeur local.

Outils d'installation



Grande clé hexagonale



Petite clé hexagonale

Caractéristiques

Dimensions physiques :

(L x P x H) : 18 po x 18 po x 34 po (45,7 cm x 45,7 cm x 86,4 cm)

Poids : 13 livres (5,9 kg)

Dimensions de l'emballage :

(L x P x H) : 16 po x 16 po x 10 po (40,6 cm x 40,6 cm x 25,4 cm)

Poids : 14 livres (6,4 kg)

Référence d'installation

1. Pôle extérieur
2. Pôle intérieur en acier inoxydable
3. Base
4. Plate-forme
5. Panier de rangement pour brassards en métal
6. Vis hexagonale et rondelle de 6 mm
7. 2 vis hexagonales de 3 mm.
8. Support anéroïde d'horloge

Instructions d'installation (AM-RX-LF2118)

<p>1</p>	<p>Avec la base ④ sur le côté, connectez le pôle extérieur vertical à la base à l'aide de la longue vis hexagonale de 6 mm et de la rondelle ⑦. Serrez avec la grande clé hexagonale fournie. Serrez le matériel aussi solidement que possible. (Pour éviter tout desserrage, vérifiez périodiquement que le matériel reste bien serré.) Repositionnez la base à la verticale.</p>	<p>2</p> <p>Faites glisser le pôle ③ intérieur en acier inoxydable à l'intérieur du pôle extérieur ② avec l'extrémité ouverte vers le haut. Assurez-vous que le ressort amortisseur (non illustré) est à l'intérieur du pôle extérieur ② et qu'il est serré.</p>
<p>3</p>	<p>Fixez le panier de rangement du brassard en métal ⑥ à la plate-forme ⑤ à l'aide de 2 vis hexagonales de 3 mm ⑧. Serrez avec une petite clé hexagonale.</p>	<p>4</p> <p>Fixez le support anéroïde d'horloge ⑨ (avec l'anéroïde d'horloge attaché ①) à la plate-forme ⑤ à l'aide d'une vis hexagonale courte de 6 mm et d'une rondelle ⑦. Serrez avec une grosse clé hexagonale.</p>
<p>5</p>	<p>Placez l'ensemble composé de l'anéroïde d'horloge ①, du panier de rangement du brassard en métal (non illustré) et de la plate-forme ⑤ sur le pôle intérieur en acier inoxydable ③, en vous assurant que le pôle intérieur en acier passe complètement à l'intérieur du collier. Utilisez le dispositif de serrage et la petite clé hexagonale comme indiqué.</p>	<p>6</p> <p>Connectez le tube enroulé (non illustré) à l'entrée de la jauge (non illustrée). Remarque : Le tube enroulé peut être difficile à connecter ; humidifier avec de l'eau savonneuse si nécessaire.</p>

Dépannage

À quoi cela ressemble	Ce qui s'est passé	Solution
Le pôle intérieur en acier inoxydable glisse vers le bas.	Le bouton de réglage est desserré.	Serrez le bouton de réglage en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.
Le pôle vacille.	La longue vis hexagonale de 6 mm reliant la base au pôle extérieur est desserrée.	Serrez la longue vis hexagonale 6 mm.

Entretien

Il est recommandé de vérifier une fois tous les trois (3) mois que le produit est desserré au niveau du support ou de l'orientation, et de s'assurer que l'adaptateur est sécurisé.

Garantie

Votre produit, à l'état neuf, est garanti être exempt de tout vice de matériau ou de fabrication et de fonctionner conformément aux spécifications du fabricant dans les conditions normales d'utilisation et de service. La période de garantie débute à la date d'achat chez Amico Diagnostic Incorporated ou ses distributeurs autorisés. La responsabilité d'Amico Diagnostic Incorporated est limitée à la réparation ou au remplacement de composants jugés défectueux par Amico Diagnostic Incorporated durant la période de garantie. Ces garanties s'appliquent à l'acheteur original et ne peuvent pas être assignées ou transférées à des tiers. Cette garantie ne s'applique pas aux dommages ou à la panne du produit qu'Amico Diagnostic Incorporated jugera avoir été causés par un mauvais usage, un accident (y compris les dommages durant l'expédition), la négligence, le mauvais entretien, la modification, ou la réparation par une personne autre qu'un membre du personnel d'Amico Diagnostic Incorporated ou un de ses représentants de service autorisés.