



Accessoires Amico

Supports, stockage, diagnostics
et recommandations de
configurations de chambres
pour patients

Amico

LES PLUS AMICO

Amico croit fermement que l'amélioration des soins de santé doit bénéficier à toutes les parties prenantes. Les héros de notre histoire sont les patients et patientes, les équipes soignantes, les équipes techniques et la direction. ***Ils et elles*** sont ceux et celles qui orientent notre processus de développement et la raison pour laquelle les innovations Amico sont présentes dans l'ensemble du secteur des soins de santé.

Notre spécialité : les écouter.

Pourquoi faire appel à nous :

Qualité exceptionnelle

La durée de vie de nos produits dépasse celle de leur garantie

Fabriqué en Amérique du Nord

Recevez vos commandes en quelques jours, n'attendez plus des mois

Des solutions rentables

20 à 40 % d'économies en moyenne

Assistance et centres d'entretien service locaux

Représentant commercial spécialisé sur le terrain

Amico



Supports pour moniteur de patient



SSM-LCD-05

Bras pour écran LCD,
amplitude 30,5 cm (12 po)



PWRHLD-R125

Support pour bloc
d'alimentation
(monté sur colonne)
(fixation sur rail = PWRHLD-V)



AHM-050

Bras réglable en hauteur avec
plaque coulissante utilisable
avec la plupart des moniteurs
GE ou des modèles Nihon
Kohden BSM



DOWNPOST-9

Colonne inférieure pour
équipement supplémentaire
de surveillance des patients et
modules. (disponible en 7,5 à
45 cm [3 à 12 po])



CRDHLD R2

Support de gestion des
câbles 4 anses



AHM-HAND-00


Facilite le repositionnement
du moniteur patient
par le soignant




Nous fabriquons des supports pour toutes les grandes marques de moniteur patient :

Advantech • Alaris • Analogic • CAS Medical • Capsule • Cerner • Colin • Criticare • Datascope Patient Monitoring
Datex-Ohmeda • Dräger Medical • Elo Touch • Fukuda Denshi • GE Healthcare • Hoana Medical • INVIVO Ivy
Biomedical Systems • Larsen & Toubro • Masimo • Mediana • Medtronic • Mennen Medical • Mindray • Nellcor Nihon
Kohden • Nonin • Oridion • Philips Medical • Schiller • Spacelabs Healthcare • Welch Allyn • WITT • ZOLL

Accessoires pour chambres de patients



Porte-documents
CHARTHLD-A
CHARTHLD-V




Support enroulement de câble
CORDWRAP-A
CORDWRAP-V



Support boîte de gants/ mouchoirs
GLBXHLD-1-A (1 boîte)
GLBXHLD-1-V (1 boîte)
(Remplacer le 1 par 3 pour le support trois boîtes)



Support pour système d'appel en tête de lit
PSHLD-A
PSHLD-V




Support pour collecteur de dispositifs piquants/ tranchants
SHARPSHLD-A
SHARPSHLD-V




Support pour distributeur de savon/désinfectant
Nous contacter pour la référence




Support pour distributeur de désinfectant
PWRHLD-A
PWRHLD-V



Support pour pot d'aspiration
VR-CNHL-1200 (1200 cc)
VR-CNHL-2000 (2000 cc)




Pinces à fournitures
SUPCLIP-2-A (double)
SUPCLIP-1-V (simple)



Lyre de support pour tube
TUBECLIP-2-A (double)
TUBECLIP-1-V (simple)




Glissière pour flacon de drainage
SLIDE-A
SLIDE-V




Crochet polyvalent
UTILCLIP-A
UTILCLIP-V



Porte distributeur à lingettes
Nous contacter pour la référence



Bac de rangement transparent
CLRSTRG-03-A
CLRSTRG-03-V



Crochets IV
IVHOOK2-A
IVOOK2-V

**Vous souhaitez installer un accessoire ne figurant pas ici ?
Envoyez-nous un courriel à info@amico-accessories.com**

Options

Pour plus de solutions d'adaptation, veuillez consulter :

<https://docs.amico.com/amico-aa-equipment-rail-mounts-and-accessories-specs-fr.pdf>


A Installation sur rail horizontal Amico
(Compatible avec Amico & Modular)

V Installation sur rail vertical Amico
(Compatible avec Amico)


Amico Accessories Inc. | 85 Fulton Way, Richmond Hill, ON L4B 2N4, Canada
Téléphone sans frais : 1.877.264.2697 | Tél. : 905.763.7778 | Fax : 905.763.8587
Courriel : info@amico-accessories.com | www.amico.com

Paniers de rangement pivotants


Le dispositif pivotant permet aux paniers de pivoter au niveau d'un angle




25 x 25 x 10 cm
(10 x 10 x 4 po)
101004-V-BS




23 x 23 x 25 cm
(9 x 9 x 10 po)
090910-V-BS



25 x 15 x 23 cm
(10 x 6 x 9 po)
100609-V-BS




25 x 25 x 18 cm
(10 x 10 x 7 po)
101007-V-BS




33 x 23 x 18 cm
(13 x 9 x 7 po)
130907-V-BS

Paniers de rangement à fixation en position haute


Permet d'utiliser les paniers au-dessus des systèmes de rails horizontaux pour une adaptation aux différentes contraintes d'espace




45 x 23 x 18 cm
(18 x 9 x 7 po)
180907-A-BT



48 x 13 x 8 cm
(19 x 5 x 3 po)
190503-A-BT



61 x 23 x 18 cm
(24 x 9 x 7 po)
240907-A-BT



71 x 13 x 8 cm
(28 x 5 x 3 po)
240503-A-BT

Options

Pour plus de solutions d'adaptation, veuillez consulter :

<https://docs.amico.com/amico-aa-baskets-shelves-specs-fr.pdf>




Installation sur rail horizontal Amico
(Compatible avec Amico & Modular)



Installation sur rail vertical Amico
(Compatible avec Amico)


Paniers de rangement à fixation en position basse

Se placent sous l'axe de n'importe quel système de rail horizontal, centrés sur un rail vertical ou se fixent directement au mur




12 x 12 x 10 cm
(5 x 5 x 4 po)

050504-A-BB
050504-V-BB




23 x 23 x 25 cm
(9 x 9 x 10 po)

090910-A-BB
090910-V-BB




25 x 25 x 10 cm
(10 x 10 x 4 po)

101004-A-BB
101004-V-BB




25 x 25 x 18 cm
(10 x 10 x 7 po)

101007-A-BB
101007-V-BB




45 x 23 x 18 cm
(18 x 9 x 7 po)

180907-A-BB



48 x 13 x 8 cm
(19 x 5 x 3 po)

190503-A-BB
190503-V178-BB*
190503-V188-BB**
190503-V138-BB***



61 x 23 x 18 cm
(24 x 9 x 7 po)


240907-A-BB
240907-V223-BB*1

Étagères




Étagère pivotante articulée

48 x 28 cm
(19 x 11 po)
SHELFE-15-AT
SHELFE-15-V




Étagère d'écriture pivotante pliable

15 x 15 cm
(6 x 6 po)
SHELFW-06FLD-A
SHELFW-06FLD-V




Étagère d'écriture pivotante pliable

30 x 30 cm
(12 x 12 po)
SHELFS-12FLD-A
SHELFS-12FLD-V



Étagère d'écriture pliable

73 x 30 cm
(29 x 12 po)
SHELFW-29FLD-A
SHELFW-29FLD-V268



Étagère d'écriture pliable

51 x 30 cm
(20 x 12 po)
SHELFW-20FLD-A
SHELFW-20FLD-V178

Options

Pour plus de solutions d'adaptation, veuillez consulter :

<https://docs.amico.com/amico-aa-baskets-shelves-specs-fr.pdf>



Installation sur rail horizontal Amico
(Compatible avec Amico & Modular)



Installation sur rail vertical Amico
(Compatible avec Amico)

Amico Accessories Inc. | 85 Fulton Way, Richmond Hill, ON L4B 2N4, Canada
Téléphone sans frais : 1.877.264.2697 | Tél. : 905.763.7778 | Fax : 905.763.8587
Courriel : info@amico-accessories.com | www.amico.com

Supports pour matériel de perfusion et supports pour poches IV



Support de pompe à perfusion

(Installation de la pompe à perfusion et des poches IV)
INFPMP-A22, INFPMP-V




Crochets IV (Duplex)

(Installation des poches IV uniquement)
IV-HOOK2-A, IV-HOOK2-V,
IV-HOOK2-F



Barre droite 25 cm (10 po) pour matériel

(barre de 2,5 cm [1 po] de diamètre lorsque la pompe nécessite peu d'espace libre par rapport au mur ou la gaine) POST-S-1010-A, POST-S-1010-V, POST-S-1010-F




Barre désaxée 7,5 cm (3 po) pour matériel

(barre de 1,2 cm [0,5 po] de diamètre pour les pompes plus petites nécessitant plus d'espace par rapport au mur ou la gaine)
POST-O-0503-A, POST-O-0503-V, POST-O-0503-F



Barre désaxée 25 cm (10 po) pour matériel

(barre de 2,5 cm [1 po] de diamètre pour les pompes plus petites nécessitant plus d'espace par rapport au mur ou la gaine)
POST-O-1010-A, POST-O-1010-V, POST-O-1010-F



Bras de perfusion articulé


(Disponible avec bras simple ou double et une capacité de charge de 18,1 kg [40 lb])
INE-0909-12-12-F4-AT
INE-0909-12-12-F4-V

F Installation sur rail Fairfield

A Installation sur rail horizontal Amico
(Compatible avec Amico & Modular)


V Installation sur rail vertical Amico
(Compatible avec Amico)

Supports pour équipement respiratoire



Support pour mélangeur

BLBRKT-A
BLBRKT-V
BLBRKT-F



Support pour bouteille

ECYLHLDR-F




Support pour humidificateur

HUMBRKT-A
HUMBRKT-V
HUMBRKT-F




Support pour poche de réanimation

RESUSHLD-A
RESUSHLD-V
RESUSHLD-F




Pincettes à fournitures

SUPCLIP-1-V SUPCLIP-2-A
SUPCLIP-1-F SUPCLIP-2-F



Lyre de support pour tube

TUBECLIP-1-V TUBECLIP-2-A
TUBECLIP-1-F TUBECLIP-2-F



Options

Pour plus de solutions d'adaptation, veuillez consulter :

<https://docs.amico.com/amico-aa-respiratory-equipment-mounts-specs-fr.pdf>

F Installation sur rail Fairfield

A Installation sur rail horizontal Amico
(Compatible avec Amico & Modular)

V Installation sur rail vertical Amico
(Compatible avec Amico)

Amico Accessories Inc. | 85 Fulton Way, Richmond Hill, ON L4B 2N4, Canada
Téléphone sans frais : 1.877.264.2697 | Tél. : 905.763.7778 | Fax : 905.763.8587
Courriel : info@amico-accessories.com | www.amico.com

Équipement de diagnostic



**Station d'otoscope/
ophtalmoscope**

DS-UDM-CHFH-XXX (Halogène)
DS-UDM-CLFL-XXX (DEL)



Porte-spécule

DS-ACD-SPDISP (A)
DS-VCD-SPDISP (V)



Tensiomètre

AM-AL-LF2118 (A)
AM-VL-LF2118 (V)



Thermomètre

TT-A-IR (A)
TT-V-IR (V)



Supports Welch Allyn



Station Oto/Oph 767/777

OPHTALMNT-A
OPHTALMNT-V



**SureTemp/KleenSpec/
Genius**

SPECHLD-A
SPECHLD-V

A Installation sur rail horizontal Amico
(Compatible avec Amico & Modular)

V Installation sur rail vertical Amico
(Compatible avec Amico)

Amico Accessories Inc. | 85 Fulton Way, Richmond Hill, ON L4B 2N4, Canada
Téléphone sans frais : 1.877.264.2697 | Tél. : 905.763.7778 | Fax : 905.763.8587
Courriel : info@amico-accessories.com | www.amico.com

ICU/PACU/CCU/Haute acuité

- 1 bras support de moniteur avec crochet double (pour câbles) et poignée
- 1 support pour multiprise électrique
- 2 supports d'enroulement de câbles d'alimentation
- 1 à 2 paniers moyens 25 x 15 x 22 cm (10 x 6 x 9 po)
- 1 à 2 crochets polyvalentes (pour les tubes inutilisés)
- 1 glissière pour flacon de drainage par sortie dans la chambre
- 1 dispositif de communication + support de téléphone en tête de lit
- 1 support de pompe à perfusion double avec crochet IV quatre emplacements
- 1 porte-poche Ambu

Options supplémentaires :

- 1 station otoscope/ophtalmoscope
- 1 porte-spéculums
- 1 tensiomètre
- 1 support pour collecteur de dispositifs piquants/tranchants
- 1 support de boîte à gants
- 1 supports pour mélangeur
- 2 supports pour humidificateur
- 1 étagère d'écriture 30 cm (12 po)

Service des urgences

- 1 bras support de moniteur avec crochet double (pour câbles) et poignée
- 1 support pour multiprise électrique
- 2 supports d'enroulement de câbles d'alimentation
- 2 paniers (toutes tailles)
- 1 glissière pour flacon de drainage par sortie dans la chambre
- 1 dispositif de communication + support de téléphone en tête de lit
- 1 porte-poche Ambu
- 1 station otoscope/ophtalmoscope
- 1 porte-spéculums
- 1 thermomètre
- 1 tensiomètre

Options supplémentaires :

- 1 support pour collecteur de dispositifs piquants/tranchants
- 1 support de boîte à gants
- 1 supports pour mélangeur
- 2 supports pour humidificateur

Chambres de patients en médecine-chirurgie/générale

- 1 bras support de moniteur
- 1 ou 2 paniers petits ou moyens
12 x 12 x 10 cm ou 25 x 15 x 22 cm (5 x 5 x 4 po ou 10 x 6 x 9 po)
- 1 glissière pour flacon de drainage par sortie dans la chambre
- 1 dispositif de communication + support de téléphone en tête de lit
- 1 étagère d'écriture 30 cm (12 po)

Options supplémentaires :

- 1 tensiomètre
- 1 support pour collecteur de dispositifs piquants/tranchants
- 1 support de boîte à gants
- 1 crochet IV double
- 1 support de pompe à perfusion avec crochet IV quatre emplacements
- 1 porte-poche Ambu



SUPPORTS LES PLUS VENDUS

- | | |
|---|--|
| 01 Distributeur de désinfectant | 06 Collecteur d'objets piquants/tranchants |
| 02 Distributeur de savon | 07 Panier de rangement |
| 03 Distributeur de serviettes en papier | 08 Bac de rangement transparent |
| 04 Lingettes nettoyantes | 09 Station de diagnostic |
| 05 Support boîte de gants/mouchoirs | 10 Personnalisé |

Vous souhaitez installer quelque chose ? Nous pouvons le fabriquer pour vous. La principale force d'Amico réside dans sa capacité à créer selon les besoins des clients. Nous sommes spécialistes de la création de supports pour une large gamme d'équipements utilisés dans l'ensemble des établissements de santé.