


Supports et accessoires



Demandez-nous une analyse coûts-avantages personnalisée pour voir combien votre installation peut économiser avec la gamme de produits d'organisation de rails et de salle d'Amico. Envoyez un courriel à accessories@amico.com.

Fait partie de la gamme de produits d'organisation de salle d'Amico qui prend en charge un flux de travail clinique optimal et des soins centrés sur le patient.



Vous souhaitez monter quelque chose qui ne figure pas sur cette page? Nous pouvons le faire pour vous. Appelez-nous pour plus d'informations : 1.877.264.2697

Avantages:


- Permet aux soignants de déplacer ou démonter l'équipement rapidement et facilement
- Lorsqu'il est combiné avec un système de rails, aide les installations à réaliser des économies sur les changements d'équipements (demandez au représentant une analyse de coûts-avantages)
- Permet une adaptation sans outil de la salle pour les changements d'acuité et de retrait facile pour la stérilisation
- Réduit l'encombrement et place les fournitures clés et l'équipement à portée de main, améliorant la productivité et l'expérience pour le patient
- Prend en charge les protocoles d'inventaire au niveau PAR en augmentant l'optique sur les niveaux d'approvisionnement

Guide de l'adaptateur de montage:

- A** Rail horizontal Amico (Compatible avec Amico et module)
- V** Rail vertical Amico (Compatible avec Amico et module)
- V2** Rail vertical Amico
- F** Rail Fairfield (Bouton-poussoir optionnel)
- E** Montage sur rail DIN 25 mm (1 po) (30 mm (1,2 po))
- C** 1,¼ po (3.2 cm) Installation sur poteau
- C2** 2 po (5.1 cm) Installation sur poteau
- M** Support de rail de moniteur
- D** Montage sur rail en queue d'aronde (compatible avec rail Ohmeda)
- G** Rail vertical Hil-Rom
- S** Rail vertical HSI
- W** Direct sur le mur

Accessoires

Clips de tube




TUBECLIP-1_

TUBECLIP-2_

A TUBECLIP-1-A	F TUBECLIP-1-F TUBECLIP-2-F
D TUBECLIP-1-D	E TUBECLIP-1-E25 TUBECLIP-2-E25
V2 TUBECLIP-1-V	G TUBECLIP-1-G TUBECLIP-2-G

Clips de fourniture




SUPCLIP-1_

SUPCLIP-2_


A SUPCLIP-2-A	F SUPCLIP-1-F SUPCLIP-2-F
D SUPCLIP-1-D SUPCLIP-2-D	E SUPCLIP-1-E25 SUPCLIP-2-E25
V2 SUPCLIP-1-V	

Clip utilitaire




A UTILCLIP-A	C UTILCLIP-R125	S UTILCLIP-S
V UTILCLIP-V	C2 UTILCLIP-R200	G UTILCLIP-G
F UTILCLIP-F	M UTILCLIP-MON	W UTILCLIP
E UTILCLIP-E25	D UTILCLIP-D	

Rembobineur de cordon




A CORDWRAP-A	C CORDWRAP-R125	S CORDWRAP-S
V CORDWRAP-V	C2 CORDWRAP-R200	G CORDWRAP-G
F CORDWRAP-F	M CORDWRAP-MON	W CORDWRAP
E CORDWRAP-E25	D CORDWRAP-D	

Porte-chariot




A CHARTHLD-A	C CHARTHLD-R125	S CHARTHLD-S
V CHARTHLD-V	C2 CHARTHLD-R200	G CHARTHLD-G
F CHARTHLD-F	M CHARTHLD-MON	W CHARTHLD
E CHARTHLD-E25	D CHARTHLD-D	

Porte-conteneurs pour objets tranchants




A SHARPSHLD-A	C SHARPSHLD-R125	G SHARPSHLD-G
V SHARPSHLD-V	C2 SHARPSHLD-R200	S SHARPSHLD-S
F SHARPSHLD-F	M SHARPSHLD-MON	W SHARPSHLD
E SHARPSHLD-E25	D SHARPSHLD-D	

Porte-boîte à gants / mouchoirs




A GLBOXHLD-1-A	C GLBOXHLD-1-R125	S GLBOXHLD-1-S
V GLBOXHLD-1-V	C2 GLBOXHLD-1-R200	G GLBOXHLD-1-G
F GLBOXHLD-1-F	M GLBOXHLD-1-MON	W GLBOXHLD-1
E GLBOXHLD-1-E25	D GLBOXHLD-1-D	

Porte-haut-parleur d'oreiller




A PSHLD-A	E PSHLD-E25	S PSHLD-S
V PSHLD-V	C PSHLD-R125	
F PSHLD-F	M PSHLD-MON	

Glissière de bouteille sous vide



A SLIDE-A	C SLIDE-R125	S SLIDE-S
V SLIDE-V	C2 SLIDE-R200	G SLIDE-G
F SLIDE-F	M SLIDE-MON	W SLIDE
E SLIDE-E25	D SLIDE-D	

Porte-contenant d'aspiration



1200cc Porte-contenant en plastique
No de pièce: VR-CNHLD-1200

2000cc Porte-contenant en plastique
No de pièce: VR-CNHLD-2000

*Requires "Vacuum Bottle Slide" above

Boîtes d'aspiration



1200cc Réservoirs en plastique
No de pièce: VR-CAN-1200

2000cc Réservoirs en plastique
No de pièce: VR-CAN-2000

Veillez visiter www.amico.com pour toutes les spécifications techniques les instructions d'installation, dessins AutoCAD détaillés, et plus de solutions de montage.



Amico Accessories Inc. 85 Fulton Way, Richmond Hill, ON L4B 2N4, Canada
Sans frais: 1.877.264.2697 | Tél: 905.763.7778 | Téléc: 905.763.8587

www.amico.com