



Les rails d'Amico sont conçus pour créer une ambiance invitante et agréable pour le patient et ses proches tout en procurant un système de gestion d'équipement supérieur qui améliore l'ergonomie de la chambre et l'efficacité du professionnel de la santé.

Caractéristiques:

- Alternative rentable aux systèmes de tête de lit
- Réduction du fouillis permettant d'améliorer la productivité et les soins au patient
- Idéal pour les chambres à espace restreint
- La plus grande sélection de rails et accessoires
- Convient pour toute pièce de l'établissement
- Faciles à fixer à du mobilier et cabinets personnalisés
- Procure une ambiance moins clinique au décor de la chambre
- Nombreuses configurations disponibles pour répondre à vos besoins
- Résistant aux égratignures, facile à nettoyer
- Compatible avec les rails d'autres fabricants
- Disponible dans une variété de finis et couleurs (l'aluminium anodisé naturel est le standard)

Caractéristiques des adaptateurs:

- Adaptateurs compatibles avec tout système de rail
- Facile à installer et à repositionner
- Aluminium anodisé facile à nettoyer et prévenant les égratignures
- Disponible en deux différents schémas de perçage
- Options de montage permettant l'ajout d'une variété d'accessoires de base

Modèles ERS



Support de montage direct





Support de montage étendu



Montage au mur



Rail horizontal - ARS



- Plaque de montage intégrée
- Profil négatif facilitant l'entretien et le contrôle d'infection
- Conçu pour les installations horizontales
- Grand choix de longueurs disponibles





Rail Fairfield à service léger - LRS



- Solution simple, fonctionnelle et économique pour répondre aux différents besoins
- Profil mince idéal pour fixer à l'équipement existant
- Panneau laminé à couleur personnalisable
- Conçu pour les installations horizontales
- Disponibles en plusieurs longueurs





Rail Fairfield à service intense - FRS



- Profil allongé pour un support maximum
- Pouvant être fixé directement à la surface du mur ou jumelé avec un autre équipement de montage
- Panneau laminé à couleur personnalisable
- Conçu pour les installations horizontales
- Grand choix de couleurs




Rail vertical - VRS



- Installation à plat sur toutes surfaces
- Conçus pour les installations verticales
- Peuvent être utilisés conjointement avec les rails horizontaux pour une meilleure utilisation de l'espace
- Idéals pour encaster dans les mobiliers de cabinet
- Panneau laminé à couleur personnalisable



Rail pour moniteur - MRS



- Utilisation typique pour l'installation des moniteurs
- Conçu pour soutenir les charges verticales lourdes
- Parfait également pour dissimuler les câbles et tubes
- Conçu pour les installations verticales et horizontales
- Disponibles en plusieurs longueurs
- Panneau laminé à couleur personnalisable



Adaptateurs et colliers de serrage



ATA-05



ATA-8-32

- L'adaptateur de rail horizontal Amico est compatible avec les systèmes de rails modulaires horizontaux



DWA-05



DWA-8-32

- Adaptateur de montage direct sur un mur ou adaptateur à coulissement utilisés pour un montage directement au mur ou dans toute glissière d'aspirateur médical

Style de poussez le bouton



ETA-25-8-32



ETA-25-05

- Adaptateur DIN Amico utilisé avec les rails européens (DIN) de 10 mm x 25 mm (0.39 po x 0.98 po)



FPTA-05



FPTA-8-32

- Adaptateur Amico compatible avec Fairfield et doté d'un bouton-poussoir de dégagement rapide et facile



FTA-05



FTA-8-32

- Adaptateur à actionnement par cam Amico compatible avec Fairfield, comprenant une vis de réglage de tension



VTA-05



VTA-8-32

- Adaptateur de rail vertical Amico compatible avec les systèmes de rails verticaux Amico et modulaires



MHT-05



MHT-8-32

- Adaptateur Amico pour les montants pour moniteur compatible avec les montants pour moniteurs horizontaux et verticaux

Tous les adaptateurs "05" possèdent un trou de 12,7 mm (0,50 po) pour le montage sur poteau.
Tous les adaptateurs "8-32" possèdent 2 trous 8-32 à 12,7 mm (0,50 po) de distance (verticalement).



OHM-05



OHM-8-32

- Adaptateur Amico en queue d'aronde compatible avec les systèmes de rails par queue d'aronde de Datex-Ohmeda/GE



STA-05



STA-8-32

- Adaptateur de rail vertical Amico compatible avec les systèmes de rails verticaux HSI



GTA-05



GTA-8-32

- Adaptateur de rail Amico compatible avec les systèmes de rails verticaux Hill-Rom



PC1-8-32

- Collier de serrage rotatif Amico compatible avec les rails DIN et perches de 12,7 mm à 38 mm (0,50 po à 1,50 po) de diamètre



PC2-8-32

- Collier de serrage C de 50,8 mm (2 po) Amico compatible avec perches/poteaux de 50,8 mm (2 po)



PC-125-8-32

- Collier de serrage C de 31,8 mm (1,25 po) Amico compatible avec perches/poteaux de 31,8 mm (1,25 po)

Veuillez visiter www.amico.com pour toutes les spécifications techniques, dessins AutoCAD détaillés et autres solutions de montage.



Distribué par:



Amico Accessories Inc. 85 Fulton Way, Richmond Hill, ON L4B 2N4, Canada
 Sans frais: 1.877.264.2697 | Tél: 905.763.7778 | Téléc: 905.763.8587

www.amico.com