




No de pièce: SSM-052-COW

Caractéristiques:

- Longueur de bras simple de 9 ou 12 po (23 cm ou 30 cm)
- Longueur de bras double de 9 po x 9 po (23 cm x 23 cm)
- Compatible avec les chariots pour ordinateur de Ergotron et Rubbermaid
- Bras à pivotement latéral
- Réglage du pivotement et de l'inclinaison
- Capacité de charge de 20 lbs (9 kg)
- Gestion de câbles intégrée
- Choix de couleurs disponible (blanc étant la couleur standard)







BRAS D'ORDINATEUR SSM INSTALLÉ SUR CHARIOT POUR ORDINATEUR RUBBERMAID



BRAS D'ORDINATEUR SSM INSTALLÉ SUR CHARIOT POUR ORDINATEUR ERGOTRON

Installation facile



Installation SSM sur chariot mobile

PART NUMBER MATRIX		 DINAMAP	 WELCH ALLYN 300 SERIES	 MINDRAY VS-800	 Philips MP Series
 Installation directe TEL QUE MONTRÉ POUR LE DINAMAP SSM4-12UF125-COW	SSM4-12UF125-COW	SSM-45W-COW	MR-VS800-SSM4-COW	SSM-453-COW	
 Bras articulé simple de 9 po (22,9 cm) TEL QUE MONTRÉ POUR LES MONITEURS ACL NM-2120-SSM2-COW	SSM2-12UF125-COW	SSM-25W-COW	MR-VS800-SSM2-COW	SSM253-COW	
 Bras articulé simple de 12 po (30,5 cm) TEL QUE MONTRÉ POUR LE MINDRAY VS-800 MR-VS800-SSM0-COW	SSM0-12UF125-COW	SSM-05W-COW	MR-VS800-SSM0-COW	SSM-053-COW	
 Bras articulé double de 9x9 po (22,9 cm x 22,9 cm) TEL QUE MONTRÉ POUR LE WELCH ALLYN DE SÉRIE 300 SSM-35W-COW	SSM3-12UF125-COW	SSM-35W-COW	MR-VS800-SSM3-COW	SSM-35W-COW	
Modèles d'autres fabricants disponibles sur demande					

Nos de pièce pour les Accessoires



Veuillez visiter www.amico.com pour toutes les spécifications techniques, dessins AutoCAD détaillés et autres solutions de montage.



Distribué par: