



Características Claves:

- Barandas con Cero Transferencia Gap. Las barandas se meten debajo del fowler y del asiento de la litera, cuando están abajo
- 550 lbs (250 kg) de capacidad en peso para soportar accesorios adicionales, superficies y mayor peso
- Ruedas direccionales para mejorar la movilidad
- Altura baja de 18 pulgadas (46 cm)
- Mecanismos de freno centralizado
- Ruedas de 5 pulgadas (13 cm) para mayor durabilidad
- Diseño único de las barandas laterales, adaptados para cumplir con las regulaciones IEC y HBSW
- Paneles personalizados para combinar con el color de la decoración de la instalación hospitalaria

Características Estándar:

- Ruedas de 5" (13 cm)
- Mecanismo de frenado centralizado
- Actuadores DC silenciosos
- Batería modular de reserva
- Bloqueo electrónico del los controles del panel de control en la parte exterior de las barandas y piecera
- Característica de auto-contour cuando el respaldo es elevado
- Controles para el paciente en la parte interna de las barandas
- Trendelenburg y Trendelenburg reverso
- Barandas en concordancia con los estándares HBSW
- Capacidad de 550 lbs (250 kg)
- Tablero metálico para residuos
- Retenedor de colchón integrado
- Extension de cama integrado
- Sistema de desbloqueo RCP
- Poste de cuatro IV enchufes
- Dos soportes de la correa de restricción
- Gancho de la bolsa de foley
- Iluminación LED nocturna
- Cuatro protectores de rodamientos integrados
- Tablero plano para residuos compatibles con los estándares de superficies para pacientes
- Soporte de bomba de aire para colchón inflable en el estribo

La nueva cama Amico MedSurg (MS) utiliza un diseño innovador e incorpora barandas con Cero separación de transferencia para ayudar a los cuidadores a transferir a los pacientes de una cama a otra. Esto proporciona un nivel más significativo de cuidado a los pacientes.

Los estudios indican que había una necesidad de un diseño más ergonómico para prevenir las lesiones de espalda, una altura más baja para reducir las caídas de los pacientes y una serie de operaciones manuales para la cama. Amico ha diseñado esta cama tomando en cuenta estas investigaciones, y nos sentimos orgullosos de introducir un producto que ha sido construido bajo los estándares más recientes al mismo modo que contribuye con las necesidades del profesional clínico.

Esta cama también puede ser personalizada para combinar con la decoración existente. La misma sería única en su instalación, con opciones, inserciones y logos personalizados.

Nuestra sociedad con Linak™ nos permite proveerle un producto de muy buena calidad en cuanto a actuadores y sistema eléctrico se refiere. Su capacidad OpenBus permite que nuestra cama sea actualizada para incorporarle características deseadas.

El resultado es una cama MedSurg (MS) que no de dará problemas a futuro en los actuadores y puntos de inicio eléctrico y mecánico.

Especificaciones Técnicas



Número de Modelo y Certificación

Numero de modelo	B-AM1-4002
Agencia que certifica	
Doméstico	UL60601-1 & IEC60601-2-38
Internacional	CSA601.1 & IEC60601-2-38

Dimensiones Generales

Longitud total	
Retraído	92" (234 cm)
Extendido	96" (244 cm)
Ancho total	
Barandas Arriba	42" (107 cm)
Barandas Abajo	38" (97 cm)
Superficie del paciente	
Retraído	84" x 35" (213 cm x 89 cm)
Extendido	88" x 35" (224 cm x 89 cm)
Rango de la altura (Superficie de la litera)	
Máximo	28" (71 cm)
Mínimo	18" (46 cm)

Posición de la Litera

Trendelenburg/Trendelenburg Inverso	± 12°
Respaldo	0° - 60°
Rodilla gatch	0° - 25°

Capacidad del Peso y Diámetro de las Ruedas

Capacidad de peso máximo	550 lbs (250 kg)
Diámetro de la rueda	5" (13 cm)

Electrical

Voltage	
Doméstico	120 VAC
Internacional	220 VAC
Rango de Amperaje	
Doméstico	4 A, 9.8 A con salida auxiliar
Internacional	220 VAC - 2.9 A
Corriente de Fuga	<300 µA
Frecuencia	50 - 60 Hz
Enchufe de grado hospitalario	Sí

Características y Accesorios Opcionales:

- Superficies aliviadora de presión
- Comunicación entre las barandas laterales, que incluye llamado de enfermería y habitación/luces para lectura
- Poste para IV removible
- 30° bloqueo de la cabecera de la cama
- Control remoto para el paciente
- Ruedas de 5 pulgadas (13 cm)
- El freno no fija la alarma
- Función de la silla con Un-botón

Amico se reserva el derecho de cambiar las especificaciones del producto sin previo aviso.

Garantía: Un año en las partes solamente.

Amico Beds Corporation | 85 Fulton Way, Richmond Hill, ON L4B 2N4, Canada | 600 Prime Place, Hauppauge, NY 11788, USA
Teléfono Gratuito: 1.877.462.6426 | Fax Número Gratuito: 1.866.440.4986 | Teléfono: 905.764.0800 | Fax: 905.764.0862 | www.amico.com

AB-SP-APOLLO-MS-ZERO-TRANSFER-GAP-BED-ES 12.08.2022