


# Serie Titan

## Camilla de Cadaver



### Características Claves:

- 550 lbs (250 kg) de capacidad
- Superficie de acero inoxidable con altura ajustable
- Mecanismo de pedal dual para frenos
- Parte superior de acero inoxidable diseñada para drenar los fluidos del cuerpo
- 8" (20 cm) ruedas
- Area de almacenamiento en la cubierta de la base inferior

La Camilla de Cadáver de Amico utiliza un diseño innovador e incorpora características distintivas para satisfacer las necesidades de los clientes. Esta camilla tiene la apariencia de una camilla estándar, lo que permite al usuario transportar a un paciente fallecido desde el hospital a la morgue.

La camilla de Cadáver ofrece características clave, como una superficie resistente de acero inoxidable, capacidad de altura ajustable, almacenamiento de fácil acceso en la cubierta de la base y un sistema de frenos activados con los pies.

# Especificaciones Técnicas



## Numero de Modelo

Numero de Modelo	S-H-CADAVER
------------------	-------------

## Dimensiones Generales

Longitud Total	80.5" (204 cm)
Ancho Total	32" (81 cm)

## Posición de la Litera

Mínima	28.5" (72 cm)
Máxima	40.5" (103 cm)

## Dimensión de la Superficie

Ancho de la Superficie	27.5" (70 cm)
Longitud de la Superficie	76.5" (194 cm)

## Capacidad y Dimensión de las Ruedas

Capacidad de Peso Limite	550 lbs (250 kg)
Diámetro de las Ruedas	8" (20 cm)

Amico se reserva el derecho de cambiar las especificaciones del producto sin previo aviso.

**Garantía:** Un año en las partes solamente.