



### Características Claves:

- Capacidad de peso 550 lbs (250 kg)
- 23.5" (60 cm) de mínimo de altura
- Área de Almacenamiento de pertenencias del paciente
- Opcional Tabla Radio Luciente en la sección del espaldar
- Pedales de freno fácilmente accesibles
- Barandas laterales plegables
- Rueda Tente® de 8" (20 cm)
- Superficies de alivio de presión
- Cabezal articulador

La camilla Titan EYE/ENT/ORAL Camilla de Cirugía de cuidado, utiliza un diseño innovador e incorpora características distintivas con la finalidad de ayudar al cuidador a proveer un nivel de cuidado de los pacientes mucho más significativo.

Este producto está específicamente diseñado para alcanzar las necesidades de los clientes, ofreciéndoles características claves tales como; un cabezal de articulación que sea diseñado con herramientas de acero inoxidable para los movimientos, la durabilidad y la esterilización realizada; un área para almacenamiento profunda en la base y un diseño ergonómico que ayuda a mejorar la eficiencia en el cuidado de la salud. Los soportes de brazos son ajustables en ambos lados del paciente.

La camilla Titan EYE/ENT/ORAL Care Surgery también puede servir como una camilla de transporte provisional para mover pacientes entre los departamentos.

### Características Estándar:

- Custro IV orificios para colocar el Poste para Suero
- Parachoques de rodillo
- Sección ajustable en la espalda
- Dirección de la quinta rueda
- Barandillas abatibles
- Rueda Tente® 8" (20 cm)
- Dos pedales montados lateralmente para ajustar la altura de la superficie del paciente
- Sistema de elevación hidráulica capaz de soportar hasta 550 lbs (250 kg)
- Sistema de frenado central
- Retenedor de colchón para la cabeza y el pie
- Cabezal de articulación
- Apoyo para el descanso de la muñeca
- Soporte de brazo ajustable

## Número de Modelo y Certificación

Numero de Modelo	S-AM1-3004
Agencia que Certifica	cULus

## Dimensiones Generales

Longitud Total	85" (216 cm)
Ancho Total	33" (84 cm)

## Posición de la Litera

Trendelenburg/Trendelenburg Inverso	+/-16°
Máxima Inclinación de la Sección del Espaldar	80°
Máxima Inclinación de la Sección de la Rodilla (Opcional)	35°

## Rango de Altura

Mínima	23.5" (60 cm)
Maxima	35" (89 cm)

## Cabecera

Ajuste de Altura	+4" (10 cm)
Ajuste de Lado a Lado	±15°

## Dimensión de la Superficie

Ancho de la Superficie	25" (63.5 cm)
Longitud de la Superficie	83" (210 cm)
Grosor de la Superficie	4" (10 cm)

## Capacidad y Dimensión de las Ruedas

Capacidad de Peso Máximo	550 lbs (250 kg)
Diámetro de la Rueda	8" (20 cm)

## Características y Accesorios Opcionales:

- 3" (8 cm) colchon ultra confort
- 4"/5" (10 cm/12.7 cm) colchón de alta densidad con o sin barrera contra el fuego
- Sujetador de bolsa
- Vasija de lavado desechable
- Estante piecero (Monitor livianos/accesorios)
- Poste para suero permanente
- Mesas puente para alimentación en cama

Amico se reserva el derecho de cambiar las especificaciones del producto sin previo aviso.

**Garantía:** Un año en las partes solamente.