

# Serie Titan

## Camilla de OB/GYN



### Características Claves:

- 550 lbs (250 kg) de capacidad en peso
- Altura mínima de 24" (61 cm)
- Área de almacenamiento para pertenencias de pacientes en la sección base
- Pedales de freno fácilmente accesibles
- Barandas laterales plegables
- Ruedas de 8" (20 cm)
- Superficies de alivio de presión
- Despliegue de los pies fácil de operar
- Soporte retractable para fluidos

### Características Estándar:

- Dos receptáculos de I.V. poste
- Rodillos de parachoques
- Sección de la espalda ajustable
- 5ta Rueda retractable incorporada
- Pedales montados en los dos lados para el ajuste superficial de la altura del paciente
- Sistema de elevación hidráulico capaz de soportar hasta 550 lbs (250 kg)
- Sistema de frenado central
- Manijas ergonómicas
- Parachoques laterales
- Retención del colchón en los pies y cabeza
- Soporte retractable para fluidos
- Soportes para las piernas ajustables
- Estriberas extraíbles

La Camilla Titan OB/GYN de Amico, utiliza un diseño innovador e incorpora características distintivas con la finalidad de ayudar al cuidador a proveer un nivel de cuidado de los pacientes mucho más significativo.

Este producto está específicamente diseñado para alcanzar las necesidades de los clientes, ofreciéndoles características claves tales como; Despliegue de los pies operado con una sola mano, un área para almacenamiento profundo en la base y un diseño ergonómico que ayuda a mejorar la eficiencia en el cuidado de la Salud; Para dar cabida a los pacientes con obstetricia una movilidad limitada, la camilla AmicoTitan OB/GYN está construida sobre la mejor plataforma con la altura mas baja.

La Camilla Titan OB/GYN también puede servir como camilla de transporte provisional para trasladar a los pacientes entre departamentos.

## Número de Modelo y Certificación

Número de Modelo	S-AM1-3005
Agencia que Certifica	cULus

## Dimensiones Generales

Longitud Total	77" (195.5 cm)
Ancho Total	38" (96.5 cm)

## Posición de la Litera

Trendelenburg/Trendelenburg Inverso	16°
Máxima Inclinación de la Sección del Espaldar	80°

## Rango de Altura

Mínima	24" (61 cm)
Maxima	33" (84 cm)

## Dimensión de la Superficie

Ancho de la Superficie	30" (76 cm)
Longitud de la Superficie	71" (180 cm)
Grosor de la Superficie	4" (10 cm)

## Capacidad y Dimensión de las Ruedas

Capacidad de Peso Máximo	550 lbs (250 kg)
Diámetro de la Rueda	8" (20 cm)

## Características y Accesorios Opcionales:

- 4"/5" (10 cm/12.7 cm) Colchón de alta densidad con o sin barrera contra el fuego
- Sujetador de bolsa
- Mesas puente para alimentación en cama
- Poste para suero permanente
- Reposapiés (soporte para las piernas)
- Estriberas extraíbles

Amico se reserva el derecho de cambiar las especificaciones del producto sin previo aviso.

**Garantía:** Un año en las partes solamente.