

Série Titan

Civière de Transport



Caractéristiques principales :

- Capacité de poids de 550 lbs (250 kg)
- 5e roue procurant une meilleure mobilité
- 23 po (58 cm) de basse hauteur
- Base offrant l'espace pour ranger 2 bouteilles d'oxygène et les effets personnels
- Dossier perméable aux rayons X (position de fowler)
- Système de freinage double actionné par pédale
- Repose-jambes réglable pour un confort accru (élévation des genoux)
- Rails latéraux rabattables
- Roulettes intégrées de 8 po (20 cm)
- Surfaces anti-escarres

Caractéristiques standards :

- Quatre supports pour intraveineuses
- Pare-chocs cylindriques
- Dossier ajustable (position de Fowler)
- Mécanisme de déplacement à roue directionnelle
- Rails latéraux rabattables
- Roulettes de 8 po (20 cm)
- Système de levage hydraulique
- Système central de blocage de frein
- Poignées de poussée ergonomiques
- Amortisseurs de chocs latéraux
- Ancrages de matelas à chaque extrémité
- Poignée de poussée intégrée au pied

La civière de transport de la série Titan d'Amico utilise un concept innovateur avec des caractéristiques propres pour aider les soignants à donner un niveau de soins plus significatif aux patients.

Ce produit est spécialement conçu pour répondre aux besoins des clients en offrant des caractéristiques importantes comme un système de freinage double, un espace de rangement sur la base et un design ergonomique contribuant à améliorer l'efficacité des soins de santé. Avec la prise de conscience concernant la prévention des chutes, la civière de transport Amico est fière d'offrir une civière de basse hauteur, meilleure de sa catégorie sur le marché. Ce produit Amico se différencie par un espace de rangement supérieur sur sa base.

Spécifications techniques



Numéro de modèle et d'approbation

Numéro de modèle	S-AM1-3000
Approbation de l'agence	cULus

Dimensions totales

Longueur totale	84.5 po (214 cm)
Largeur totale	33 po (84 cm)

Positions de la civière

Inclinaison/Inclinaison inversée (déclive)	16°
Inclinaison maximum du dossier (position Fowler)	80° ± 5
Inclinaison maximum du repose-jambes (genoux pliés)	35° ± 5

Gamme de hauteurs

Hauteur minimum	23 po (58 cm)
Hauteur maximum	35 po (89 cm)

Dimensions de la surface

Largeur de la surface	25 po (63,5 cm)
Longueur de la surface	75 po (191 cm)
Épaisseur de la surface	4 po (10 cm)

Capacité de poids et dimensions des roues

Capacité de poids maximum	550 lbs (250 kg)
Diamètre de roue	8 po (20 cm)

Caractéristiques optionnelles et accessoires :

- Matelas de mousse haute densité de 4 po / 5 po (10 cm / 12,7 cm) avec ou sans pare-feu
- Support de sac foley
- Plateau utilitaire
- Support fixe pour intraveineuses
- Tables de lit

Amico Beds Corporation se réserve le droit de changer les spécifications de produit sans préavis.

Warranty: Un an sur les pièces uniquement.