

Système de Transport d'Équipement

Les Spécifications



Support STE:

- Permet au clinicien de transférer facilement les pompes IV sans effort et sans avoir à soulever
- Utilise le système de levage du lit pour transférer le support IV de la console, du support roulant, et au lit
- Fonctionnement silencieux: utilise le mécanisme de levage du lit pour transférer la tige porte-sérum de la console du pendule jusqu'au lit
- Robuste et facile à transporter partout dans l'hôpital par les patients et par le personnel
- Prises électriques au bas du support IV permettant une connexion aisée des pompes IV
- Voyant Lumineux indiquant l'état d'alimentation du Système de Transport d'Équipement
- Enroulement des câbles au support IV pour un transport facile
- Le poids nominal de 31,75 kg (70 lb) assure la compatibilité même avec les pompes les plus lourdes
- Le rack ETS standard de 15,6" (39,62 cm) de largeur et de 22" (55,88 cm) de hauteur permet de monter jusqu'à huit pompes IV
- Poteaux IV standard de 24" (60,96 cm) avec butées à ressort pour une fonctionnalité maximale et un environnement de travail sûr pour les cliniciens

Barre d'Alimentation Intégrée



Les prises électriques de la barre d'alimentation permettent une connexion sans tracas des pompes IV. Un voyant DEL vert s'illumine pour indiquer l'état d'alimentation du STE.

Gestion de Câble



L'enrouleur de câbles diminue les risques d'accidents pour le personnel et les patients et facilite le transport du support IV partout dans l'établissement de soins de santé.

Applications



Le Système de Transport d'Équipement de Amico est compatible avec plusieurs fabricants de lit. Il peut être utilisé pour le Département d'Urgences, Département de Trauma, Salles d'Opération et Services de Soins Intensifs.

Système de Transport d'Équipement

Les Spécifications



Station pour Console:

- Peut être installée sur 1 des 8 rails intégrés de notre console de pendule
- Lorsque la station n'est pas en utilisation, elle peut être aisément repliée contre la console du pendule.
- Conçus pour être faciles à nettoyer pour le contrôle des infections



Station pour Lit:

- Arrêt de sécurité intégré empêchant le bras de glisser sous le lit
- Le système s'aligne automatiquement dans le support permettant un ajustement serré
- Conçus pour être faciles à nettoyer pour le contrôle des infections
- Support IV installé directement au lit



Support Roulant STE:

- Roulettes haut de gamme permettant au clinicien de facilement déplacer le support
- Conception transparente pour le contrôle des infections
- Pédale au pied permettant au clinicien et au personnel de soins de santé de soulever ou rabaisser le Support Roulant STE à la hauteur désirée
- Une course plus longue par pompe permet des transferts plus rapides et plus efficaces

