

Station de diagnostique

Système modulaire



Numéro de Modèle: DS-UDM-CHF-H-DXX

Les caractéristiques :

- Design modulaire facilement personnalisable
- Poigné ergonomique à fonction MARCHÉ/ ARRÊT automatique
- Basse puissance, options de DEL longue durée
- Alimentation à haut rendement réduisant les coûts d'énergie
- Système d'éclairage intelligent et éconergétique contrôlé par minuterie prolongeant la durée de l'ampoule
- L'équipement le plus compact et le moins encombrant sur le marché
- Rhéostat sur les poignées permettant un contrôle d'intensité d'éclairage facile
- Le cordon spiralé de la poignée s'étire jusqu'à 10 pieds (3 m)
- Les coins arrondis sont faciles à nettoyer et à désinfecter
- Équipement sécuritaire avec têtes d'instrument antiviol
- Tensiomètre anéroïde et brassard sans latex, ni mercure
- Multiples options de montage pour répondre aux besoins spécifiques
- Compatible avec la majorité des têtes d'instrument de la plupart des fabricants

La station de diagnostique de Amico est un équipement médical de qualité. La station de diagnostique avec système d'éclairage intelligent permet d'économiser l'énergie, les matières consommables et l'espace. Nos options innombrables de support fourniront une solution pour n'importe quel déroulement des opérations.



Numéro de modèle : DS-UA1-CHF-H-DAO

Options de montage


Montage sur panneau mural



- Panneau mural pré-percé permettant une installation facile de la station de diagnostic
- Grand choix de couleurs et de stratifiés en bois pour répondre à tous les besoins en design
- Couleur personnalisable pour s'agencer aux modules muraux de tête de lit de Amico
- Gestion de câbles derrière le panneau

Numéro de Modèle : DS-ULG-CHFH-DAO

Montage sur support roulant



- Minimiser l'effet clinique et maximiser le confort du patient
- Panneau mural pré-percé avec gestion de câble intégrée derrière le panneau
- Formes personnalisées sont disponibles

Téléphonez pour le numéro de pièce


Montage sur panneau mural – pédiatrique



- Base large à 5 pattes pour une stabilité accrue
- Panier large pour rangement facile des accessoires
- Enrouleur de câble pour une bonne gestion du câble d'alimentation
- Option pouvant accueillir les appareils de distribution, thermomètres et baromètres anéroïdes

Numéro de Modèle : DS-UR1-CHFH-DXX

Montage sur rail



- Offre un positionnement plus flexible que le montage traditionnel sur panneau mural
- L'équipement peut être verrouillé et déplacé facilement
- Montage sur n'importe quel mur modulaire, mur plat ou directement sur un rail

Téléphonez pour le numéro de pièce

Options de modules

Station de base



- Poignée ergonomique avec fonction de MARCHE/ARRÊT automatique
- Bloc d'alimentation à rendement élevé permettant une utilisation d'instrument simultanée
- Enrouleur de câble intégré éliminant le surplus de câblage
- Minuterie d'arrêt préservant la durée de l'ampoule



Numéro de Modèle : DS-UDM-2

Distributeur de spéculum



- Accepte jusqu'à 4 formats de spéculum
- Compartiment pour rangement supplémentaire
- Boîtier transparent permettant une gestion d'inventaire rapide
- Compatible avec les grandes marques de spéculum

Numéro de Modèle : DS-DCD-SPDISP

Baromètre anéroïde mural



- Précis dans une marge de 3 mmHg
- Pivotement ajustable sur 110°
- Large façade encastrée de 6 po (15 cm) offrant une visibilité accrue
- Sans latex ni mercure
- Garantie à vie sur le calibrage

Numéro de Modèle : AM-DB-LF2118

Thermométrie électronique



- Options de thermométrie prédictive ou infrarouge disponibles
- Résultat de lecture rapide en moins de 4 secondes
- Option d'horloge de pulsation de 60 secondes
- Embouts de sonde stériles jetables à chargement et éjection sans contact

Numéro de Modèle : TT-D-IR

Otoscope à fibre optique



- Fibre optique projetant la lumière sans entrave
- Lentilles pivotantes permettant l'accès aux instruments
- Compatible avec l'équipement d'insufflation
- Verrouillage antiviol
- Disponible avec halogène ou DEL

Numéro de modèle : DH-W35-FL-L : DEL
 Numéro de modèle : DH-W35-FH-L : Halogène

Otoscope d'opération



- Éclairage par fibre optique
- Design offrant un accès sans encombre à l'oreille
- Lentilles pivotantes et support de spéculum ajustable

Numéro de modèle : DH-W35-BL : DEL
 Numéro de modèle : DH-W35-BH : Halogène

Ophtalmoscope coaxial



- 28 lentilles de correction dioptrique ajustables (+40 à -25)
- 18 combinaisons uniques de diaphragmes et filtres
- Conception scellée empêchant l'infiltration de poussière
- Verrouillage antiviol
- Disponible avec halogène ou DEL

Numéro de modèle : DH-W35-CL-L : DEL
 Numéro de modèle : DH-W35-CH-L : Halogène

Ophtalmoscope coaxial de précision



- Réglage dioptrique à 68 niveaux (+38 à -30) pour une mise au point précise
- 18 combinaisons uniques de diaphragmes et filtres
- Conception scellée empêchant l'infiltration de poussière
- Verrouillage antiviol
- Disponible avec halogène ou DEL

Numéro de modèle : DH-W35-PL-L : DEL
 Numéro de modèle : DH-W35-PH-L : Halogène

Diaphragmes



Petit, moyen, large, à fente, à fixation

Filtres



Bleu cobalt, polarisation, anérythre, non filtré

Illuminateur bent



- Transmission de lumière par fibre optique
- Lumière halogène procurant un éclairage puissant et constant

Numéro de modèle : DH-W35-BH : Halogène
 Numéro de modèle : DH-W35-BL : DEL

Illuminateurs nasaux



- Transmission de lumière par fibre optique
- Détacher la tête pour l'utiliser comme illuminateur de gorge/stylet lumineux

Numéro de modèle : DH-W35-NH : Halogène
 Numéro de modèle : DH-W35-NL : DEL

Spéculum nasale bivalve



- Transmission de lumière par fibre optique
- Spéculum réglable pour un retrait aisé de corps étrangers
- Autoclavable

Numéro de modèle : DH-W35-VL : DEL
 Numéro de modèle : DH-W35-VH : Halogène

Illuminateur de gorge



- Transmission de la lumière directe
- Utiliser comme un illuminateur de gorge/stylet lumineux

Numéro de modèle : DH-W35-TL : DEL
 Numéro de modèle : DH-W35-TH : Halogène


Illuminateurs pour larynx



- Transmission de lumière par fibre optique
- Miroir pivotant à grand angle de rotation avec une ouverture de pilote
- Autoclavable

Numéro de modèle : DH-W35-LL : DEL
 Numéro de modèle : DH-W35-LH : Halogène

Liste des pièces de la station de diagnostique



Accessoires de diagnostique

Spéculum d'oreille jetable



- Spéculum à usage unique
- Plusieurs formats disponibles
- Otoscope d'opération - spéculum également disponible

DC-SSD-1K-25M: 2,5 mm, paquet de 1.000
 DC-SSD-1K-40M: 4,0 mm, paquet de 1.000

Spéculum d'oreille réutilisable



- Autoclavable jusqu'à 134° C (273° F)
- Plusieurs formats disponibles

DC-SSR-01-25M: 2,5 mm
 DC-SSR-01-30M: 3,0 mm
 DC-SSR-01-40M: 4,0 mm
 DC-SSR-01-50M: 5,0 mm

Poire d'insufflation



- Poire d'insufflation et tube d'otoscope
- Compatible avec l'otoscope à fibre optique

Numéro de modèle : DA-OS-IB

Embouts de sonde de therm. prédictive



- Jetables et à usage unique
- Embouts à chargement et éjection sans contact

Numéro de modèle : 502000 : paquet de 2.000

Embouts de sonde de therm. infrarouge



- Jetables et à usage unique
- Embouts à chargement et éjection sans contact

Numéro de modèle : 303030 : paquet de 2.112

Lampes de remplacement



- Otoscope & Illuminateur
Numéro de modèle : DH-W35-BH: Halogen
- Ophthalmoscope
Numéro de modèle : DH-W35-BH: Halogen
- Skiascope
Numéro de modèle : DH-W35-BH: Halogen

Brassards en deux pièces




- Poire sans latex
- Plusieurs formats disponibles
- Connecteur optionnel permettant un raccord à tout appareil NIBP

Stéthoscopes



- Acier inoxydable à double tête
- Non- froid jante
- Adulte et pédiatrique disponible
- Sans latex

Paniers en broche



- 19 po x 5 po x 3 po (48,26 cm x 12,7 cm x 7,62 cm)
- Plusieurs formats disponibles

Téléphonez pour le numéro de pièce

Distribué par :