

GoLift

Spécifications



Caractéristiques techniques des produits :

- Commande manuelle câblée
- Barre de levage à attachement rapide
- Commande manuelle magnétique
- Léger et mobile
- Voyants à DEL
- Contrôle des infections
- Durable et robuste
- Facile à entretenir

Dispositifs de sécurité :

- Arrêt d'urgence
- Dispositif d'abaissement d'urgence
- Détection de la limite supérieure
- Détection de la limite inférieure
- Détecteurs de mou de bande
- Frein de chute libre (régulateur de vitesse excessive)
- Alarmes de batterie faible et de batterie déchargée
- Démarrage et arrêt en douceur
- Protection contre les surcharges
- Abaissement manuel d'urgence

Dispositif de levage simple GO-LFT-400

GoLift 400

Soulève jusqu'à 181 kg (400 lb)



Dispositif de levage simple GO-LFT-700

GoLift 700

Soulève jusqu'à 318 kg (700 lb)



Dispositif de levage en tandem GO-LFT-1000

GoLift 1000

Soulève jusqu'à 454 kg (1000 lb)



Spécifications:

Vitesse maximale de levage

| | |
|--------------|---------------------|
| Sans charge: | 5 cm/s (2 po/s) |
| GoLift400: | 3 cm/s (1,2 po/s) |
| GoLift700: | 3 cm/s (1,2 po/s) |
| GoLift1000: | 3,3 cm/s (1,3 po/s) |

Poids unitaire

| | |
|-------------|----------------|
| GoLift400: | 4,5 kg (10 lb) |
| GoLift700: | 4,5 kg (10 lb) |
| GoLift1000: | 9 kg (20 lb) |

(Dispositif de levage en tandem)

Charge maximum pratique (CMU)*

| | |
|-------------|------------------|
| GoLift400: | 181 kg (400 lb) |
| GoLift700: | 318 kg (700 lb) |
| GoLift1000: | 454 kg (1000 lb) |

*La charge de travail maximale sécuritaire peut être ajustée à une limite plus basse en fonction de la demande du client.

Dimensions

| | |
|--------------------------|-------------------|
| GoLift400 / GoLift700: | |
| • Longueur: | 19,7 cm (7,75 po) |
| • Largeur: | 19,7 cm (7,75 po) |
| • Hauteur: | 10,8 cm (4,25 po) |
| • Longueur de la sangle: | 213,4 cm (84 po) |

| | |
|--------------------------|-------------------|
| GoLift1000: | |
| • Longueur: | 39,3 cm (15,5 po) |
| • Largeur: | 19,7 cm (7,75 po) |
| • Hauteur: | 10,8 cm (4,25 po) |
| • Longueur de la sangle: | 213,4 cm (84 po) |

Nombre de levages par charge (service: 10/90)

25 % de la sangle en milieu de plage¹:

- 375 avec 84 kg (185 lb)
- 170 avec 181 kg (400 lb)
- 102 avec 318 kg (700 lb)
- 140 avec 454 kg (1000 lb)

Durée de recharge: 2 à 4 heures

¹Calculé en se basant sur des blocs d'alimentation de 5 Ah

Durée de vie prévue

10 ans ou 22 500 cycles

Approbations

Certifié selon: ANSI/AAMI ES 60601-1:2012
CSA-C22.2 No. 60601-1:2014
UL94

Testé selon: ISO 10535:2006

Boîtier du dispositif de levage

ABS ignifuge

Batteries

Haute capacité, hydrure métallique de nickel (NiMH)

De série: 2x 14,4V (3.3Ah)

En option: 2x 14,4V (5Ah)

Chargeur de batteries

Entrée: 100-240V AC

Sortie: +36V DC, 1.11A, 40W


Commande manuelle

Indice de protection: IPX4


Niveau acoustique maximal

<55 dB


Configurations GoTrack:



Normale



Double



Triple