


Réglable en hauteur bassinettes



Série Jordan



Gamme de hauteur (sol au matelas) de 28 po à 36 po (71 cm - 91,4 cm)



HAUTEUR MAXIMALE



HAUTEUR LA PLUS BASSE

Personnalisez votre bassinettes



Options



Sortir surface
d'écriture



Matelas ignifuge
(26 po L x 12 po W x 2 po H)



Baignoire pour bébé
(26,5 po L x 13 po W x 10 po H)



Serrure
à clé



Serrure
codée




Verrou
électronique


Finitions standard*



Hard Rock
Maple



Candlelight




Dolce
Vita



Medium
Oak



Chocolate
Pear



Snow
White



Richmond
Grey

*Finitions personnalisées sont disponibles, s'il vous plaît nous contacter pour plus de détails.

Matériel disponible

Thermofoil

Dimensions standards**

	Avec sortir surface d'écriture	Sans sortir surface d'écriture
Hauteur totale (étage pour gérer)	29,125 po - 37,375 po (74 cm - 95 cm)	28,5 po - 36,75 po (72,4 cm - 93,3 cm)
Hauteur du sol au sommet de matelas (sol pour bébé)	28,5 po - 36,75 po (72,4 cm - 93,3 cm)	27,75 po - 36 po (70,5 cm - 91,4 cm)
Largeur totale	32 po (81,3 cm)	32 po (81,3 cm)
Profondeur totale	21 po (53,3 cm)	21 po (53,3 cm)
Roulettes	5 po (12,7 cm) 3 verrouillables, 1 pivotant	5 po (12,7 cm) 3 verrouillables, 1 pivotant
Sortir surface d'écriture	12,125 po w x 13 po d (30,8 cm x 33 cm)	n/a

**Dimensions personnalisées disponibles.