

Chariots pour salle d'accouchement



Série Leo



DC-LTDD-2X-YYP1F2X

Caractéristiques

- Disponible en matériaux Thermofoil laminés ou sans soudure
- Dimensions personnalisées disponibles
- Différentes configurations de tiroirs/placards disponibles
- Roulettes de 4 po (10,2 cm) (2 verrouillables, 2 non verrouillables)

Options

- Tiroir coulissant sur deux côtés
- Séparateurs de tiroir
- Surfaces rabattables simples ou doubles
- Découpages pour insérer les baignoires
- Différentes options de serrure de tiroir disponibles

Exemples de configuration



DC-LLDX-01-YYF2P1



DC-LTD3-01-YYF2X



DC-LTDX-01-YYF1



DC-LLDD-01-YYF2

Personnalisez votre chariots pour salle d'accouchement



Configurations standards



2 TIROIRS



3 TIROIRS



PLACARD/TIROIR

Options



Tiroir coulissant sur deux côtés



Surface rabattable



Séparateurs de tiroir



Serrure à clé



Serrure codée




Verrou électronique

Façades de tiroir/porte



Plat



Biseauté*



Convexe*



Secoué*

* Uniquement disponible en matériau Thermofoil.

Choix de quincaillerie



Moderne en acier inoxydable



Bouton en acier inoxydable



Poignée en nickel brossé



Moderne en laiton



Bouton en laiton


Finitions standard**



Hard Rock Maple



Candlelight




Dolce Vita



Medium Oak



Chocolate Pear



Snow White



Richmond Grey

**Couleurs personnalisées disponibles, contactez-nous pour plus de détails.

Dimensions standards**

	Hauteur	Largeur	Profondeur	Largeur de la table à rabat
Série Leo	35,25 po (89,5 cm)	29 po (73,7 cm)	24,5 po (62,2 cm)	15 po (38,1 cm)

**Des dimensions personnalisées sont disponibles.