

# Tables de lit avec station de charge



Ports USB

Option de surface rabattables

Rail pour accessoires intégré (crochet urinoir et petit panier)

Deux poignées pour le réglage de la hauteur

Cordon d'alimentation

Crochet de gestion des cordons

OC-S-TYYN-GU

14 po

Divers styles de base disponibles

U Base

H Base

La plus basse base sur le marché  
Acier exposé; sans couvercle en plastique ce qui permet un nettoyage facile de la base et des roulettes

# Personnalisez votre tables de lits



## Options de dessus de table

Standard (Stratifié)	Standard (Thermofoil)	Spécialisée (Thermofoil seulement)	Surface Corian/ Surface solide	Forme de rein (32" x 19")	Forme d'arachide (32" x 19")	Whiteboard (Stratifié seulement)

## Finitions supérieures standard\*

Hard Rock Maple	Candlelight	Dolce Vita	Medium Oak	Chocolate Pear	Snow White	Richmond Grey

## Finitions de base standard\*

Graphite Grey	Nevada	Almond

\*Custom finishes are available, please contact us for details.

## Accessoires

Tiroir double avec miroir	Crochet urinoir	Roulettes à blocage	Paniers de rangement (10 x 6 x 9 po et 5 x 5 x 4 po)

## Dessus de table rabattables\*\*

Surface plate	Porte-gobelets double	Protection anti-déversement

\*\*Flips ne sont pas disponibles sur les tables de lit en stratifié, ou à surface solide.

## Ports USB

1x USB-A et 1x USB-C

## Dimensions standards\*\*\*

Table simple	32 po L x 17 po W (81,3 cm x 43,2 cm)
Tablette rabattable	13,5 po L x 17 po W (34,3 cm x 43,2 cm)
Plage de hauteur	28 po Bas - 42 po Haut (71 cm - 106,7 cm)

\*\*\*Dimensions personnalisées disponibles.

	U Base	H Base
Longueur totale	32,5 po	34,38 po
Largeur totale	19 po	18,25 po
Largeur intérieure (entre les jambes)	14 po	29,38 po
Hauteur totale depuis le sol	Environ 1,9 po	Environ 1,9 po

