

**Serie Care**

# Cama **Electrica de Tres Funciones** AC-200C



## **Características Claves:**

- Tableros de cabeza y pies fácilmente extraíbles
- Palanca de liberación de RCP instantánea
- Capacidad de 320 lbs (145 kg)
- Parachoques de cama para mayor protección
- Tres funciones posicionales (Hilo, Fowler y Rodilla)
- Mecanismo de freno ubicado a la piecera de la cama
- Batería de respaldo
- Función de "superficie plana" controlada por el cuidador
- Indicador de ángulo Fowler
- Seis receptáculos para el IV poste
- 2 soportes de bolsa de Foley
- Actuadores de la D.C. de LINAK
- Control del paciente en las barandas internas

La cama AC-200C proporciona a los cuidadores el control que necesitan en el entorno de recuperación. El diseño simplista y las características distintivas aportan eficiencia al entorno médico y quirúrgico de hoy.

La cama Amico de cuidado AC-200C cuenta con una arquitectura abierta para superficies y tableros removibles para la cabecera y piecera que proporciona a los cuidadores un fácil acceso en caso de una emergencia. Los tableros de la cabeza y piecera cuentan con una exclusiva mezcla de polipropileno para la limpieza y la durabilidad.

Las funciones de la cama se controlan electrónicamente y están equipadas con una batería de respaldo que permite a los cuidadores realizar ajustes en la cama durante el transporte y cortes de energía inesperados.

# Especificaciones Técnicas



## Numero de Modelo

Numero de modelo	AC-200C
------------------	---------

## Dimensiones Generales

Longitud total	88" (224 cm)
Ancho total	42" (107 cm)
Superficie del paciente	35" x 77" (89 x 196 cm)
Rango de la altura (Superficie de la litera)	
Máximo	29" (74 cm)
Mínimo	18" (46 cm)

## Posición de la Litera

Respaldo	0° - 65°
Rodilla gatch	0° - 30°

## Capacidad del Peso y Diámetro de las Ruedas

Capacidad de peso máximo	320 lbs (145 kg)
Diámetro de la rueda	5" (13 cm)

## Electrical

Voltage	110 V @ 60 Hz o 220 V @ 50 Hz
---------	-------------------------------

## Características y Accesorios Opcionales:

- Soporte de papel
- 6" (15 cm) colchón de espuma
- Provisión para trapecio
- Control de mano

Amico se reserva el derecho de cambiar las especificaciones del producto sin previo aviso.

**Garantía:** Un año en las partes solamente.

**NOTA:** Estos productos son solo para simulaciones de enseñanza y entrenamiento.

Amico Beds Corporation | 85 Fulton Way, Richmond Hill, ON L4B 2N4, Canada | 600 Prime Place, Hauppauge, NY 11788, USA  
Teléfono Gratuito: 1.877.462.6426 | Fax Número Gratuito: 1.866.440.4986 | Teléfono: 905.764.0800 | Fax: 905.764.0862 | [www.amico.com](http://www.amico.com)

AB-SP-TTS-AC-200C-BED-ES 11.21.2024