

Serie Care

# Cama **Electrica de Cinco Funciones**

AC-400C



## Características Claves:

- Tableros de cabeza y pies fácilmente extraíbles
- Palanca de liberación de RCP instantánea
- Capacidad de 550 lbs (250 kg)
- Parachoques de cama para mayor protección
- Cinco funciones posicionales (HILO, Fowler, Rodilla, Trendelenburg y Trendelenburg Reverso)
- Mecanismo de freno ubicado a la piecera de la cama
- Batería de respaldo
- Indicador de ángulo Fowler
- Seis receptáculos para el IV poste
- 2 soportes de bolsa de Foley
- Actuadores de la D.C. de LINAK
- Control del paciente en las barandas internas

La colección de camas Amico Apollo Hospitalaria proporciona a los cuidadores el control que necesitan en el entorno de recuperación. El diseño sencillo y las características distintivas aportan eficiencia al entorno médico y quirúrgico de hoy.

La cama Amico Apollo AC-400C Cuenta con tableros para la Cabecera y Piecera fácilmente extraíbles que proporcionan a los cuidadores un acceso fácil en caso de una emergencia. Los tableros de cabecera y piecera cuentan con una exclusiva mezcla de polipropileno para una limpieza y durabilidad sencillas.

Las funciones de la cama se controlan electrónicamente y están equipadas con una batería de respaldo que permite a los cuidadores realizar ajustes en la cama durante el transporte y cortes de energía inesperados.

# Especificaciones Técnicas



## Numero de Modelo

Numero de Modelo	AC-400C
------------------	---------

## Dimensiones Generales

Longitud Total	88" (224 cm)
Ancho Total	42" (107 cm)
Superficie del Paciente	35" x 77" (89 x 196 cm)
Rango de la Altura (Superficie de la Litera)	
Máximo	29" (74 cm)
Mínimo	18" (46 cm)

## Posición de la Litera

Trendelenburg/Trendelenburg Inverso	$\pm 12^\circ$
Respaldo	$0^\circ - 65^\circ$
Rodilla Gatch	$0^\circ - 30^\circ$

## Capacidad del Peso y Diámetro de las Ruedas

Capacidad de Peso Máximo	550 lbs (250 kg)
Diámetro de la Rueda	5" (13 cm)

## Electrical

Voltage	110 V @ 60 Hz o 220 V @ 50 Hz
---------	-------------------------------

## Características y Accesorios Opcionales:

- Soporte de papel
- Provisión para trapecio
- 6" (15 cm) Rueda
- Control de mano

Amico se reserva el derecho de cambiar las especificaciones del producto sin previo aviso.

**Garantía:** Un año en las partes solamente.

**NOTA:** Estos productos son solo para simulaciones de enseñanza y entrenamiento.